

KERR

Godiva de baja fusión verde Kerr (lápiz)

Cera Godiva en barras para impresión con bandas de cobre o formación bordes periféricos de una impresión Impression Compound es un material termoplástico para impresiones disponible en planchas, para impresiones totales o parciales, y en barras, para impresiones con bandas de cobre o para aplicarlas en el borde de una cubeta de impresión.



Categoría	Impresión, prótesis y laboratorio
Presentación	unidad
Marca	Kerr
Uso	Profesional odontológico

CARACTERÍSTICAS

- Cada color tiene una temperatura de trabajo controlada.
- disponible en barras: 1 unidad o 15 unidades Marca: Kerr.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.