

ULTRADENT

Gomas de pulido Jiffy Ultradent

Marca: Ultradent Los pulidores Jiffy son copas, discos y puntas abrasivas de goma de silicona impregnadas con carburo de silicio y partículas de óxido de aluminio.

Categoría	Fresas, pulido y acabado
Presentación	unidad
Marca	Ultradent
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · FORMA

Copa Amarilla Grano Intermedio

Copa Blanca Grano Fino

Copa Verde Grano Grueso

Disco Amarillo Grano Intermedio

Disco Blanco Grano Fino

Disco Verde Grano Grueso

Punta Amarilla Grano Intermedio

Punta Blanca Grano Fino

Punta Verde Grano Grueso

CARACTERÍSTICAS

- Disponibles en varias formas y granulados para el acabado y pulido de composites.
- Diseñados con vástago de contraángulo.
- Para su uso tras el modelado y el alisado de las restauraciones de composite por medio de fresas diamantadas y fresas multifilo de carburo, discos de papel de lija, etc.
- Rebaje las irregularidades más pronunciadas con los pulidores Jiffy verdes; continúe con los pulidores Jiffy amarillos para suavizar irregularidades menores y realice el acabado final con los pulidores Jiffy blancos.
- Excelentes para modelar, acabar y pulir.
- Material sin látex.
- Aptos para esterilización en autoclave.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.