

GENÉRICO

Gubia de Acero Inoxidable 14 cm

Instrumento quirúrgico tipo gubia, utilizado en procedimientos odontológicos que requieren remodelación ósea. Su diseño está pensado para ofrecer precisión y control durante la intervención. Fabricada en acero inoxidable de alta calidad para asegurar una excelente durabilidad, resistencia a la corrosión y una esterilización eficaz.

Categoría	Cirugía y suturas
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)



GENERALES

- Tipo de Instrumento Gubia
- Material Acero inoxidable
- Longitud Total 14 cm
- Fabricante GUBIA DE ACERO INOXIDABLE 14 CM · GALERÍA