

GENÉRICO

Gutaperchero acero inoxidable

Instrumento endodóntico para la condensación (atacado) de conos de gutapercha durante la obturación del conducto radicular.

Extremos activos calibrados; esterilizable y reutilizable.

Gutaperchero / condensador de gutapercha, acero inoxidable.

Categoría	Instrumental
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- Gutaperchero / condensador de gutapercha, acero inoxidable.

DESCRIPCIÓN Y USO

- Instrumento endodóntico para la condensación (atacado) de conos de gutapercha durante la obturación del conducto radicular. Extremos activos calibrados; esterilizable y reutilizable.