

MICRODONT

Huinchita de lija de acero una cara Microdont, 12 tiras

Huinchita de lija metálica para amalgama tiras finas y flexibles con alta durabilidad, cubiertas con micropartículas de óxido de aluminio.

Categoría	Fresas, pulido y acabado
Presentación	12 tiras
Marca	Microdont
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · ANCHO

4.0mm

6.0mm

CARACTERÍSTICAS

- Excelente abrasión y acabado, resultando en una brillante y suave superficie de la restauración.
- También utilizada para pulido de las superficies interproximales.
- Origen de Fabricación: Brasil.
- Marca: Microdont.
- Presentación: Bolsa x 12 unidades.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.