


GENÉRICO

Indicadores químicos internos para autoclave

El Indicador Químico Interno clase 4 de TOTAL CLINIC es una solución eficaz y confiable para el control de esterilización por vapor en autoclaves.

Categoría	Bioseguridad y esterilización
Presentación	paquete
Marca	Genérico
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Este producto permite verificar que los instrumentos dentales han sido expuestos correctamente a los parámetros críticos del proceso: tiempo, temperatura y vapor.
- Cada tira cuenta con una tinta indicadora termoquímica que cambia de color al alcanzar los niveles adecuados de esterilización.
- Esto permite una lectura fácil, rápida y visual del éxito del ciclo, brindando mayor seguridad tanto para el personal clínico como para los pacientes.
- Su diseño en presentación individual facilita el uso práctico en centros odontológicos, clínicas dentales y laboratorios.
- El Indicador Químico Interno TOTAL CLINIC es compatible con la mayoría de autoclaves a vapor y está fabricado bajo estándares internacionales de calidad.
- Gracias a su desempeño constante, se transforma en una herramienta esencial para cumplir con los protocolos de bioseguridad exigidos por la normativa chilena e internacional.
- Además de su eficiencia técnica, su empaque práctico permite identificar con claridad cada tira procesada, lo que favorece la trazabilidad de los ciclos de esterilización.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.