

LYSANDA

Interlys material de restauración intermedia (tipo IRM)

Interlys Polvo y Líquido es un material de restauración intermedio tipo IRM , formulado con óxido de zinc y eugenol modificado , especialmente diseñado para restauraciones temporales en tratamientos dentales.

Categoría	Resinas, adhesivos y cementos
Presentación	kit polvo + líquido
Marca	Lysanda
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Este cemento restaurador de uso provisional actúa como base terapéutica en cavidades y cubre las áreas expuestas, proporcionando una protección eficaz y soporte temporal.
- Composición: Contiene óxido de zinc y eugenol.
- Acción terapéutica: Gracias a las propiedades antisépticas y sedantes del eugenol, ayuda a minimizar la sensibilidad y prevenir infecciones en áreas expuestas.
- Insolubilidad: Su formulación asegura que el material permanezca estable y no se disuelva en el entorno bucal, brindando protección duradera.
- Presentación: Incluye polvo de 38 g y líquido de 15 ml, ideal para aplicaciones temporales.
- Marca: Lysanda.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.