

VOCO

Ionoseal ionómero de vidrio fotocurable Voco

El Inoseal Ionómero de Base Fotopolimerizable es un material dental avanzado y fácil de usar, ideal para aplicaciones rápidas y eficientes en odontología.

Categoría	Resinas, adhesivos y cementos
Presentación	jeringa 2,5 g
Marca	Voco
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Su fotopolimerización en segundos lo convierte en una opción perfecta para ahorrar tiempo y asegurar un trabajo higiénico y duradero.
- Características y Beneficios: Material de un solo componente: Listo para usar, sin necesidad de mezclas complicadas, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia.
- Fotopolimerización rápida: Se fotopolimeriza en segundos, permitiendo una aplicación rápida y precisa en el tratamiento dental.
- Alta resistencia compresiva: Con una resistencia de 226 MPa, garantiza la durabilidad y fiabilidad de las restauraciones.
- Liberación de fluoruro: Ayuda a prevenir la formación de caries secundarias mediante la liberación continua de fluoruro.
- Alta biocompatibilidad: Ideal para mantener la salud de los tejidos orales sin causar reacciones adversas.
- Radiopaco: Facilita la visualización en radiografías para un control más preciso del tratamiento.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.