

DENPHER

Jeringa Carpule con Aspiración y Argolla

Instrumento de precisión diseñado para la administración de anestésicos locales en procedimientos odontológicos. Su mecanismo de aspiración permite al profesional verificar la correcta posición de la aguja antes de la inyección, aumentando la seguridad del procedimiento para el paciente. El diseño cuenta con una argolla para el pulgar que facilita un manejo firme, ergonómico y controlado durante la aplicación del anestésico.



Categoría	Instrumental
Formato	unidad
Marca	Denpher
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)