

3M SOLVENTUM

Ketac Cem Easymix ionómero de cementación 3M

El Ketac Cem Easymix Ionómero de Vidrio 3M Solventum es un cemento dental de ionómero de vidrio de alta confiabilidad, diseñado para cementaciones definitivas en odontología clínica.

Categoría	Resinas, adhesivos y cementos
Presentación	kit
Marca	3M Solventum
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Su fórmula automezclable permite una manipulación sencilla y una aplicación eficiente, lo que lo convierte en una solución ideal para procedimientos restaurativos en clínicas dentales que buscan resultados duraderos y precisos.
- Este producto es ampliamente utilizado por odontólogos en Chile debido a su excelente adhesión a la estructura dental, su biocompatibilidad y su liberación prolongada de flúor, lo que favorece la prevención de caries secundarias.
- Gracias a su viscosidad controlada y su fraguado clínicamente probado, el Ketac Cem Easymix asegura una inserción fluida y una adaptación perfecta, incluso en áreas de difícil acceso.
- Su presentación en polvo y líquido permite un ajuste personalizado según el procedimiento clínico, y su sistema de mezcla manual es ideal para profesionales que prefieren controlar la consistencia de la mezcla.
- A diferencia de otras soluciones, este ionómero no requiere acondicionamiento previo, lo que reduce los tiempos operatorios sin comprometer la calidad de la cementación.
- Entre sus aplicaciones clínicas más comunes se incluyen la cementación de coronas metálicas, puentes, postes metálicos y bandas ortodóncicas.
- Su excelente estabilidad dimensional y resistencia

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.