

MORELLI

Kit de brackets metálicos Morelli

Kit Bracket Roth Light | Morelli: Precisión y Comodidad para un Tratamiento Ortodóncico Eficaz El Kit Bracket Roth Light Morelli es una excelente opción para ortodoncistas que buscan ofrecer un tratamiento preciso y cómodo.

Categoría	Ortodoncia
Presentación	kit 20 brackets
Marca	Morelli
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · PRESCRIPCIÓN

.018 .022 MBT

CARACTERÍSTICAS

- Estos brackets están diseñados para proporcionar un ajuste perfecto, facilitando un tratamiento eficiente y con resultados estéticos de alta calidad.
- Características Diseño Compacto y Delicado: Los brackets son más pequeños que los modelos estándar, lo que permite un perfil discreto y una estética mejorada para el paciente.
- Gran Adhesión: Su base se adapta perfectamente a la anatomía dental, ofreciendo una adhesión fuerte y segura durante todo el tratamiento.
- Acabado de Alta Calidad: Con un pulido excelente y contornos redondeados, estos brackets brindan mayor comodidad al paciente y reducen las molestias.
- Ranuras Disponibles: El kit incluye ranuras de 0.018" y 0.022", lo que lo hace compatible con diversos alambres de ortodoncia.
- Angulación Precisa: El diseño incluye angulaciones de 9° para los caninos superiores y 13° para los caninos inferiores, lo que facilita un control preciso del movimiento dental.
- Prescripción Roth: El sistema Roth está diseñado para proporcionar movimientos más eficientes y precisos, optimizando la alineación dental y los resultados finales.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.