

GENÉRICO

Legra Williger acero inoxidable

Legra periostótomo tipo Williger (disponible en 13 cm o 16 cm). Instrumental quirúrgico empleado en el despegamiento del colgajo mucoperióstico para un mejor acceso en cirugía oral. Fabricada en acero inoxidable, esterilizable y reutilizable. Legra periostótomo tipo Williger, acero inoxidable.

Categoría	Cirugía y suturas
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- Legra periostótomo tipo Williger, acero inoxidable.

DESCRIPCIÓN Y USO

- Legra periostótomo tipo Williger (disponible en 13 cm o 16 cm). Instrumental quirúrgico empleado en el despegamiento del colgajo mucoperióstico para un mejor acceso en cirugía oral. Fabricada en acero inoxidable, esterilizable y reutilizable.