

DENCO

Léntulos 25 mm Denco

Los Lentulos 25 mm Denco son instrumentos de endodoncia utilizados para el sellado y la cementación de conductos radiculares

Categoría	Endodoncia
Presentación	blíster
Marca	Denco
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · NÚMERO

25 30 35 40 Surtido (25-40)

CARACTERÍSTICAS

- Su diseño es muy flexible y no cortante, permitiendo una distribución uniforme del material en el sistema del conducto radicular.
- Longitud de 25 mm Instrumento muy flexible y no cortante Utilizado para distribuir selladores y cementos de manera uniforme Permite eliminar el aire existente en la cavidad Recomendada velocidad de rotación: 300-600 rpm Disponible en diferentes colores ISO: N°1 (rojo), N°2 (azul), N°3 (verde), N°4 (negro) Números disponibles: 25, 30, 35, 40, Surtido (25-40) Producto no viene estéril Envasado en caja de 4 unidades Marca: Denco.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.