

COLTENE

Limas mecanizadas HyFlex CM Coltene

Limas Mecanizadas HyFlex CM – Coltene Marca: Coltene

Descripción: Las Limas Mecanizadas HyFlex CM de Coltene están elaboradas con un proceso exclusivo que controla la memoria del material de NiTi (níquel-titanio).



Categoría	Endodoncia
Presentación	blíster 6 limas
Marca	Coltene
Uso	Profesional odontológico

OPCIONES DISPONIBLES · MEDIDA

04/15 25mm

04/30 25mm

04/35 25mm

04/45 25mm

04/50 25mm

06/20 25mm

08/25 19mm

Surtido 21mm

Surtido 25mm

Surtido 31mm

CARACTERÍSTICAS

- Estas limas se distinguen por su alta flexibilidad y la capacidad única de no conservar la memoria de forma, a diferencia de las limas de NiTi convencionales.
- Características y Beneficios: Memoria Controlada: La tecnología de memoria controlada permite que las limas sigan con precisión la anatomía del canal radicular, minimizando el riesgo de escalones, transporte o perforación.
- Extremadamente Flexibles: Su flexibilidad extrema facilita el seguimiento de la curvatura natural del conducto radicular, reduciendo el riesgo de complicaciones durante el tratamiento.
- Pre-doblables: Las limas HyFlex CM se pueden doblar previamente de manera similar a las limas de acero inoxidable, lo que es especialmente útil en conductos radiculares con curvaturas pronunciadas.
- Recuperación de Forma: Estas limas recuperan su forma original tras el tratamiento con calor, prolongando su vida útil y efectividad.
- Aplicaciones: Endodoncia: Ideales para la preparación de conductos radiculares, especialmente aquellos con anatomías complicadas y curvaturas pronunciadas.
- Su diseño flexible y control de memoria mejora la precisión y seguridad del procedimiento.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.