


VDW

Limas Reciproc Blue VDW

Aún más flexibilidad y seguridad : Reciproc Blue ha sido diseñado para preparar el conducto radicular con un solo instrumento.

Categoría	Endodoncia
Presentación	blíster 4 limas
Marca	VDW
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · MEDIDA

r25 r40 r50

CARACTERÍSTICAS

- En la mayoría de los casos clínicos, Reciproc Blue permite la preparación completa del conducto radicular con un único instrumento.
- Reciproc Blue es también es adecuado para el retratamiento de Gutapercha y de obturaciones con vástago.
- Facilidad de uso insuperable : Fácil selección del instrumento adecuado para cada caso clínico.
- Menos limas en su secuencia clínica, comparado con instrumentos de rotación continua.
- Menor tiempo de preparación.
- Mango níquel plateado corto de 11mm que permite un mejor acceso a los morales.
- La combinación de sección transversal específica en forma de “S”, la conicidad, los ángulos de corte y la materia prima térmicamente mejorada Tratamiento NiTi mejorado Las limas Reciproc Blue están hechos de níquel-titanio (NiTi).

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.