

DENTSPLY SIRONA

Limas WaveOne Gold Dentsply

Las Limas Wave One Gold Maillefer son la solución avanzada para endodoncia con tecnología de rotación recíproca .

Categoría	Endodoncia
Presentación	blíster 3 limas
Marca	Dentsply Sirona
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · MEDIDA

large medium primary small surtido

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas con aleación NiTi Gold , ofrecen una mayor flexibilidad y resistencia a la fatiga cíclica, reduciendo el riesgo de fractura.
- Estas Limas Wave One Gold Maillefer permiten la preparación del conducto radicular en menos pasos, mejorando la seguridad y eficiencia del tratamiento.
- Optimiza el tiempo de trabajo del profesional al poder utilizar una sola Lima Wave One Gold Maillefer en cada procedimiento.
- Características: NiTi Gold : Alta durabilidad por su resistencia.
- Rotación recíproca : Cambia la dirección de rotación, proporcionando mayor eficacia y mayor seguridad, respetando la anatomía de los conductos.
- Tipos: surtida, small, primary, medium y large.
- Longitud: 21mm, 25mm y 31mm , según el tipo.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.