

GENÉRICO

Limpia fresas de bronce

El Limpia Fresas Bronce es una herramienta esencial para mantener la higiene y prolongar la vida útil de las fresas dentales.

Categoría	Fresas, pulido y acabado
Presentación	unidad
Marca	Genérico
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con cerdas de bronce de alta calidad, facilita la eliminación de residuos y restos de material adheridos a los instrumentos rotatorios, garantizando una limpieza profunda sin comprometer la integridad de las fresas.
- Beneficios del Limpia Fresas Bronce Eliminación eficiente de residuos: Sus cerdas de bronce remueven restos de composites, cements y otros materiales sin dañar las fresas.
- Mayor durabilidad de los instrumentos: Al mantener las fresas limpias, se reduce el desgaste prematuro y se optimiza su rendimiento.
- Fácil de usar: Su diseño ergonómico permite una limpieza rápida y eficaz sin esfuerzo adicional.
- Compatibilidad con distintos tipos de fresas: Ideal para fresas de carburo, diamante y otros materiales.
- ¿Por qué elegir el Limpia Fresas Bronce? En clínicas y laboratorios dentales, la desinfección y el mantenimiento adecuado de los instrumentos son clave para garantizar procedimientos seguros y efectivos.
- El Limpia Fresas Bronce es una solución práctica y económica para conservar las fresas en óptimas condiciones, evitando acumulaciones de residuos que puedan afectar su precisión y desempeño.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.