

MACHTIG

Manga para esterilizar Machtig, 100 m

Mangas para Esterilizar Machtig Empaque especialmente diseñado para la esterilización a vapor (autoclaves).

Categoría	Bioseguridad y esterilización
Presentación	rollo 100 m
Marca	Machtig
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · ANCHO

10 cm sin Fuelle	15 cm con fuelle	15 cm sin Fuelle	20 cm sin Fuelle	25 cm sin Fuelle	30 cm sin Fuelle
35 cm sin Fuelle	5,5 cm sin Fuelle	7.5 cm sin Fuelle			

CARACTERÍSTICAS

- Elaborado con una combinación de papel grado médico y polímero transparente Capa mixta altamente resistente con indicador químico sin plomo.
- Excelente resistencia (rotura, antipinchazo) y barrera antimicrobiana superior Papel Frances, grado médico de 70 gr Film laminado RCP/PET Apta para temperaturas de 121° o 134°C Presentación: Rollo x 100 mt Cumple con ISO11140-1, ISO11607, EN 868-3&4 Fabricado bajo el estándar de control de calidad ISO 13485 Mangas para esterilizar Machtig en rollos de 100 metros, diseñadas específicamente para procesos de esterilización a vapor en autoclaves.
- Estas mangas están fabricadas con una combinación avanzada de papel grado médico y polímero transparente, proporcionando una barrera antimicrobiana superior y una resistencia excepcional a roturas y pinchazos.
- Las características clave de nuestras mangas incluyen: Capa Mixta Resistente: Papel francés de 70 gr y film laminado RCP/PET.
- Indicador Químico Sin Plomo: Asegura la eficacia del proceso de esterilización.
- Compatibilidad de Temperatura: Apta para temperaturas de 121° o 134°C.
- Cumplimiento de Normas Internacionales: ISO11140-1, ISO11607, EN 868-3&4 y fabricado bajo el estándar ISO 13485.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- **Uso exclusivo por profesionales de la salud.**