

GENÉRICO

Mango Espejo Bucal N°5 estriado

El mango para espejo es un instrumento diseñado para el montaje de espejos intraorales, facilitando el diagnóstico y control clínico. Proporciona un agarre estable y cómodo, esencial para lograr una visibilidad indirecta precisa y trabajar con mayor control en la retracción de tejidos, iluminación y visualización de zonas posteriores de la cavidad bucal. Su diseño estandarizado contribuye a una rutina de trabajo más ordenada y eficiente, manteniendo el ritmo durante controles, primeras visitas y reevaluaciones. Fabricado en acero, este soporte es una opción práctica y durable para la reposición de instrumental de alta rotación en la consulta dental.



Categoría	Instrumental
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)

GENERALES

- Composición Acero
- Uso Principal Soporte para espejo de exploración intraoral
- Origen Pakistán
- Contenido 1 mango para espejo

CARACTERÍSTICAS

- Agarre Diseñado para una sujeción firme y estable, permitiendo movimientos cortos y precisos.
- Funcionalidad Facilita la retracción suave de mejilla o lengua, la iluminación del campo y la visión indirecta.
- Compatibilidad Se integra con bandejas de diagnóstico e instrumental de alta rotación.

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones 1 × 1 × 17 cm
- Peso 0,020 kg
- Pakistaní MANGO PARA ESPEJO INTRAORAL · GALERÍA