

GENÉRICO

Mango Para Bisturí N°3

Mango para bisturí modelo N°3, diseñado para el acoplamiento seguro de hojas de bisturí compatibles. Este es un instrumento estándar reutilizable, fundamental en diversos procedimientos quirúrgicos y odontológicos.

Categoría	Cirugía y suturas
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)



GENERALES

- Tipo de Instrumento Mango para Bisturí
- Modelo N°3
- Fabricante MANGO PARA BISTURÍ N°3 · GALERÍA