

SKYDENT

Mascarillas desechables 3 pliegues, caja 50

Las Mascarillas Quirúrgicas 3 Pliegues Skydent son un insumo esencial de bioseguridad para el trabajo diario en la clínica dental.

Categoría	Bioseguridad y esterilización
Presentación	caja 50 unidades
Marca	Skydent
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · COLOR

Blanca Celeste Negro Rosa verde

CARACTERÍSTICAS

- Diseñadas con tela no tejida de polipropileno en tres capas, ofrecen una barrera fiable frente a partículas, aerosoles y salpicaduras durante los procedimientos odontológicos, protegiendo al mismo tiempo al profesional y al paciente.
- Su ajuste nasal moldeable y sus elásticos suaves permiten un uso prolongado sin molestias, mientras que su formato hipoalergénico y libre de látex las hace aptas para pieles sensibles.
- Características técnicas Estructura de 3 pliegues y 3 capas (polipropileno) Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) superior al 98% Ajuste nasal moldeable Elásticos tipo IIR para ajuste cómodo detrás de la oreja Material hipoalergénico y libre de látex Colores disponibles: celeste y blanco Presentación: caja con 50 unidades Producto de un solo uso (desechable) Origen: China Aplicaciones clínicas Indicadas para todo tipo de procedimientos odontológicos generales, cirugías menores, higiene dental, atención de urgencias, control de infecciones cruzadas y protección del equipo clínico frente a partículas del ambiente.
- Ventajas Alta filtración bacteriana para procedimientos con generación de aerosoles Confort para uso prolongado en jornadas largas Formato económico en caja de 50 unidades, ideal para clínicas con alta rotación Disponible en

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.