


SKYDENT

Mechero de alcohol de vidrio

El mechero de vidrio Skydent es un accesorio clásico de laboratorio dental y clínica empleado para el calentamiento de instrumental, esterilización por flameado de pequeñas piezas y reblandecimiento controlado de materiales como gutapercha, ceras y compuestos termoplásticos.

Categoría	Impresión, prótesis y laboratorio
Presentación	unidad
Marca	Skydent
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Su cuerpo de vidrio borosilicato ofrece alta resistencia al calor y permite visualizar el nivel de alcohol durante el uso, mientras que su base ancha aporta estabilidad sobre la mesa de trabajo, minimizando el riesgo de volcamiento durante el procedimiento.
- Este mechero de alcohol incluye una mecha de algodón ajustable y una tapa que sella el reservorio cuando no está en uso, evitando la evaporación del combustible y manteniendo la mecha en buenas condiciones.
- Es una herramienta económica, reutilizable y de bajo mantenimiento, indispensable en endodoncia para reblandecer conos accesorios de gutapercha, en prótesis para adaptar materiales termoplásticos y en operatoria para calentar instrumental específico.
- Su tamaño compacto lo hace fácil de almacenar en cualquier estación de trabajo.
- Características Atributo Detalle Marca Skydent Material Vidrio borosilicato Componentes Cuerpo, mecha y tapa Usos principales Calentamiento de instrumental, reblandecimiento de gutapercha y ceras Reutilizable Sí Marca: Skydent.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.