

NSK

Micromotor NSK FX205 (conexión Midwest)

Micromotor neumático NSK original, conexión Midwest, transmisión 1:1, velocidad máx.

Categoría	Fresas, pulido y acabado
Presentación	unidad
Marca	NSK
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- ~25.000 RPM, conexión intra universal (compatible con contra-ángulos y piezas rectas ISO), irrigación externa, autoclavable.
- Garantía 12 meses.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.