

ANGELUS

MTA Fillapex cemento obturador Angelus

Marca: Angelus Contiene: 4 gramos de cemento Obturador El cemento de Angelus es un avanzado sellador biocerámico para procedimientos endodónticos.

Categoría	Endodoncia
Presentación	tubo 4 g
Marca	Angelus
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Este cemento, a base de MTA (agregado trióxido mineral), ofrece propiedades biocompatibles y alta radiopacidad, lo que lo hace ideal para el sellado y la obturación en endodoncia.
- Su presentación en jeringa de 4 gramos facilita la aplicación controlada del cemento Obturador en los conductos radiculares.
- Las 15 puntas Automix y el bloque de mezcla incluidos garantizan una preparación eficiente para obtener un sellado completo y duradero.
- El cemento de Angelus no contiene eugenol, lo que lo hace aún más seguro y compatible con otros materiales de obturación endodóntica.
- Su uso en combinación con técnicas modernas de endodoncia asegura resultados clínicos excelentes y una recuperación efectiva del diente tratado.
- Este cemento Obturador ha demostrado su eficacia en numerosos casos clínicos y cuenta con el respaldo de Angelus, una marca reconocida por su calidad y compromiso con la odontología avanzada.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.