

FGM

Orthocem adhesivo de brackets FGM

Orthocem FGM Descripción del producto: Orthocem es un adhesivo y cemento fotocurable de alta calidad, diseñado específicamente para cementar brackets ortodóncicos de policarbonato, metal y cerámica sobre esmalte dental.

Categoría	Ortodoncia
Presentación	jeringa 4 g
Marca	FGM
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Su formulación innovadora permite un control preciso durante todo el proceso de cementado, lo que facilita tanto la colocación del bracket como la instalación del arco ortodóncico de manera inmediata.
- Ventajas y Características: Mayor practicidad: El primer y el adhesivo se encuentran en la misma jeringa, lo que simplifica el procedimiento y reduce los pasos clínicos.
- Amplio espectro de aplicación: Adecuado para brackets de policarbonato, metal y cerámica.
- Resistencia adhesiva equilibrada: Ofrece una adhesividad suficiente para soportar las fuerzas mecánicas del tratamiento ortodóncico, pero sin ser tan fuerte como para dificultar la remoción al final del tratamiento.
- Fácil colocación: Su viscosidad adecuada facilita la colocación precisa de los brackets.
- Fotocurable: Permite la instalación del arco ortodóncico inmediatamente después de fotocurar el adhesivo.
- Alta calidad estética: Resistente a la variación de color con el tiempo, asegurando una estética duradera durante el tratamiento.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.