

FGM

Pasta de pulido Diamond Excel FGM

Diamond Excel Pasta de Pulido Ultrafina FGM Pasta de Pulido Ultrafina La Diamond Excel Pasta de Pulido Ultrafina FGM está diseñada para proporcionar acabados impecables en todo tipo de restauraciones dentales.

Categoría	Fresas, pulido y acabado
Presentación	jeringa 2 g
Marca	FGM
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Con una tecnología avanzada y una microfina de 0.5 micras, garantiza resultados de calidad profesional en cada tratamiento.
- Beneficios Clave: Pulido Universal: Compatible con todos los materiales restauradores, como composites, cerámicas, resinas compuestas, entre otros.
- Perfecta para lograr un acabado profesional en una amplia variedad de restauraciones dentales.
- Efecto Tixotrópico: Gracias a su fórmula innovadora, la pasta no escurre durante su aplicación, lo que proporciona un control total sobre la cantidad de producto utilizado, evitando desperdicios y asegurando precisión.
- Diamante Micronizado: El uso de partículas de diamante micronizado de alta dureza permite un pulido superior, logrando superficies lisas, brillantes y con una excelente textura.
- Acabado de Alta Calidad: Proporciona un brillo excepcional y una textura uniforme, elevando el nivel de acabado de las restauraciones dentales.
- Es ideal para profesionales que buscan un acabado estético perfecto en cada procedimiento.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.