

CARESTREAM

Películas radiográficas periapicales Carestream, 100 unidades

Película Kodak DF 54 Niños Caja 100 Unidades – Carestream

Genera las imágenes detalladas y de alta calidad Versátil y fácil de usar.

Categoría	Equipamiento y radiología
Presentación	caja 100 películas
Marca	Carestream
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · TIPO

D SPEED

DF 54

CARACTERÍSTICAS

- Gracias a su capacidad de adaptarse a una gran variedad de condiciones de procesamiento y manipulación, la película Ultra-speed ofrece una solución sencilla para sus necesidades de adquisición de imágenes intraorales.
- Esta innovadora película, que es excepcionalmente tolerante a las variaciones del proceso, está diseñada para brindar una calidad de imagen excepcional.
- Nuestras películas dentales con barreras ClinAsept están equipadas con una barrera integrada para facilitar el control de infecciones.
- Cada paquete intraoral está dentro de una barrera transparente que protege el paquete de película de los contaminantes que podrían estar presentes en los fluidos orales.
- Disponible en los tamaños 0-4.
- Para el tamaño 2, puede elegir entre paquetes de vinilo Super Poly-Soft flexibles y de apertura fácil, o paquetes de papel más resistentes.
- Paquetes de aleta de mordida: paquetes de papel con pestañas de aleta de mordida.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.