

GENÉRICO

Perforador de goma dique Ainsworth

El perforador de goma dique es un instrumento manual fabricado en acero inoxidable, diseñado para realizar las perforaciones necesarias en la lámina de goma previo a la instalación del aislamiento absoluto del campo operatorio.



Categoría	Matrices y aislamiento
Presentación	unidad
Marca	Genérico
Uso	Profesional odontológico

CARACTERÍSTICAS

- Su función es marcar y perforar con precisión los puntos donde se ubicarán las piezas dentarias a tratar.
- Diseño del disco calibrado Este punzón para dique de goma dental cuenta con un disco giratorio que incorpora múltiples orificios de distintos diámetros, identificados generalmente por número o letra según el tamaño correspondiente a cada grupo dentario (incisivos, premolares, molares).
- Por lo tanto, el operador puede seleccionar el orificio adecuado según la pieza a aislar, logrando una perforación ajustada que favorece un mejor sellado alrededor del diente.
- Importancia en el aislamiento absoluto Una perforación correcta y bien calibrada es fundamental para lograr un aislamiento absoluto eficiente, ya que evita filtraciones de saliva y humedad hacia el campo operatorio.
- Además, un orificio mal dimensionado puede dificultar la colocación del clamp o generar desgarros en la lámina de goma.
- En consecuencia, este instrumento cumple un rol clave dentro del protocolo de aislamiento en endodoncia y otros procedimientos que requieren un campo seco y controlado.
- Características principales: Material: acero inoxidable Diseño: disco giratorio con orificios

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.