

GENÉRICO

Piedras Arkansas para pulir composite (alta velocidad)

Para terminación y pulido superfino de restauraciones, especialmente de resinas directas e indirectas, copómeros y porcelanas.

Categoría	Fresas, pulido y acabado
Presentación	según presentación
Marca	Genérico
Uso	Profesional odontológico

OPCIONES DISPONIBLES · PRESENTACIÓN

cilíndrica llama pino tronco-conica

CARACTERÍSTICAS

- Micro granos de óxido de silice (cuarzo microcristalino).
- Alto rendimiento.
- No lastiman el esmalte.
- Variedad de modelos.
- Alta velocidad.
- Color Blanco Presentación: Caja con 12 piedras del mismo modelo.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.