

SKYDENT

Pimpollos de silicona para pulir acrílico Skydent

Los pimpollos de silicona para pieza de mano Skydent son instrumentos fundamentales para el pulido progresivo de acrílico en trabajos clínicos y de laboratorio dental.

Categoría	Impresión, prótesis y laboratorio
Presentación	unidad
Marca	Skydent
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Están diseñados para ofrecer un acabado controlado, uniforme y seguro, permitiendo trabajar distintas etapas del pulido sin dañar el material.
- Gracias a su fabricación en silicona abrasiva de alta calidad, estos pimpollos aseguran resultados consistentes y una excelente terminación superficial.
- Marca: Skydent Origen: China Contenido: 1 pimpollo de silicona SkyDent (presentación a elección)
Pimpollos de silicona para pieza de mano en pulido de acrílico Los pimpollos de silicona para pieza de mano permiten realizar el pulido del acrílico en varias etapas, adaptándose a diferentes necesidades según el grano seleccionado.
- Su uso facilita el trabajo detallado sobre prótesis, placas, bases acrílicas y dispositivos removibles, optimizando tiempos y mejorando la calidad final del acabado.
- Sistema de pulido por pasos con pimpollos de silicona Este sistema de pulido se basa en una secuencia ordenada de granos, que ayuda a lograr superficies lisas y brillantes.
- Cada color cumple una función específica dentro del proceso: Pimpollos verdes (grano grueso): primer paso de pulido, indicado para el suavizado inicial del acrílico y eliminación de marcas.
- Pimpollos grises (grano medio): segundo paso, destinado al pre-pulido y

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.