

GENÉRICO

Pinza biangulada acero inoxidable

Pinza para tomar y transportar tómulas de algodón y materiales pequeños dentro de la cavidad oral. Puntas bianguladas estriadas; esterilizable y reutilizable. Pinza algodонера biangulada para examen, acero inoxidable.

Categoría	Instrumental
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- Pinza algodонера biangulada para examen, acero inoxidable.

DESCRIPCIÓN Y USO

- Pinza para tomar y transportar tómulas de algodón y materiales pequeños dentro de la cavidad oral. Puntas bianguladas estriadas; esterilizable y reutilizable.