

GENÉRICO

Pinza hemostática Kelly

La Pinza Kelly quirúrgica Machtig es un instrumento quirúrgico versátil utilizado principalmente en cirugía oral para la oclusión de vasos sanguíneos de mediano tamaño o pedículos vasculares finos.

Categoría	Cirugía y suturas
Presentación	unidad
Marca	Genérico
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · TIPO

Curva Recta

CARACTERÍSTICAS

- Además, se emplea para realizar cauterización de un vaso específico, el cual se pinza previamente con este instrumento.
- También es ideal para separar o manipular diversos tejidos como el conectivo o graso sin necesidad de lesionarlos o cortarlos.
- Características Pinza Kelly quirúrgica Machtig: Estriado horizontal que ocupa alrededor de la mitad de las ramas, proporcionando un agarre seguro y firme.
- Disponible en modelos curvo y recto para adaptarse a diferentes necesidades quirúrgicas.
- Fabricada con acero inoxidable de alta calidad, garantizando durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Autoclavable para una fácil esterilización y mantenimiento, asegurando la máxima higiene en cada procedimiento.
- Mandíbulas dentadas para sujetar y comprimir los tejidos de manera más segura, evitando que se deslicen.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.