

GENÉRICO

Pinza hemostática mosquito 14 cm

Pinza Mosquito Curva: Utilidad y Características en Odontología La Pinza Mosquito Curva es una herramienta indispensable en el campo de la odontología y en diversas intervenciones quirúrgicas.

Categoría	Cirugía y suturas
Presentación	unidad
Marca	Genérico
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · TIPO

Recta curva

CARACTERÍSTICAS

- Su diseño compacto y funcional permite a los profesionales de la salud realizar procedimientos con mayor precisión y eficacia, especialmente en áreas pequeñas o de difícil acceso.
- Este instrumento, de tamaño reducido y con puntas curvadas, es ideal para trabajos delicados y detallados en la cavidad oral.
- En odontología, una de sus principales aplicaciones es en el control de hemorragias.
- Durante tratamientos quirúrgicos, como extracciones dentales o colocación de implantes, la pinza se utiliza para pinzar vasos sanguíneos pequeños, lo que ayuda a detener el flujo de sangre y proporciona un campo operatorio más limpio y manejable.
- Gracias a su precisión, la pinza Mosquito curva es perfecta para trabajos que requieren un control exacto de los vasos sanguíneos, evitando hemorragias excesivas que podrían complicar el procedimiento.
- Otro uso importante es en la sujeción de materiales.
- Durante las cirugías dentales, el profesional puede utilizar la pinza para sostener hilos de sutura, gasas o pequeñas piezas de instrumental que son necesarias para la operación.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.