

GENÉRICO

Pinza Miller para papel articular

Pinza Miller Papel de Articular La Pinza Miller para Papel de Articular se utiliza principalmente en odontología.

Categoría	Instrumental
Presentación	unidad
Marca	Genérico
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Su función principal es ayudar a colocar y manejar el papel de articulación durante los exámenes y ajustes de mordida.
- Es útil para: Ajuste de prótesis y restauraciones dentales: Permite asegurarse de que las coronas o empastes se ajusten perfectamente a la mordida del paciente.
- Gracias a su diseño, la pinza permite manipular con precisión el papel sin dañar otras áreas bucales, haciendo más eficiente el trabajo del dentista.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.