

## GENÉRICO

# Porta Aguja Mayo-Hegar 14 cm acero inoxidable

Instrumento para sujetar y manipular la aguja durante la sutura en cirugía oral. Sistema de cierre por cremallera, esterilizable y reutilizable. Porta agujas Mayo-Hegar de 14 cm con cremallera, acero inoxidable grado quirúrgico.

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Categoría | Cirugía y suturas                                                     |
| Formato   | unidad                                                                |
| Marca     | Genérico                                                              |
| Material  | Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación) |



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- Porta agujas Mayo-Hegar de 14 cm con cremallera, acero inoxidable grado quirúrgico.

## DESCRIPCIÓN Y USO

- Instrumento para sujetar y manipular la aguja durante la sutura en cirugía oral. Sistema de cierre por cremallera, esterilizable y reutilizable.