


LYSANDA

Porta radiografía bitewing adulto

Porta Radiografía Bitewing Indusbelo El porta radiografía Bitewing Indusbelo es un instrumento esencial en la práctica odontológica para facilitar la captura de imágenes diagnósticas de calidad.

Categoría	Equipamiento y radiología
Presentación	unidad
Marca	Lysanda
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Este posicionador radiográfico, diseñado para radiografías bitewing, asegura la correcta colocación de las películas o sensores intraorales, permitiendo obtener resultados precisos y fiables.
- Características principales: Marca reconocida: Producto de Indusbelo, una marca brasileña líder en innovación y calidad en insumos odontológicos.
- Tamaño: Diseñado específicamente para adultos, adaptándose cómodamente a la anatomía del paciente.
- Material resistente: Fabricado con materiales duraderos, esterilizables y seguros para su uso clínico.
- Ventajas del producto: El uso de este posicionador garantiza una correcta alineación y estabilidad durante la toma de radiografías bitewing, optimizando el diagnóstico en áreas interproximales.
- Su diseño ergonómico reduce la incomodidad del paciente, mejorando la experiencia en el procedimiento.
- Además, su construcción robusta asegura una larga vida útil, incluso en entornos clínicos de alto uso.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.