

GENÉRICO

Portamatriz Tofflemire universal

Porta Matriz Tofflemire: Herramienta Esencial para Restauraciones Dentales El Porta Matriz Tofflemire es un dispositivo utilizado comúnmente en odontología para la colocación de matrices, esenciales en la restauración de dientes, especialmente en aquellos que requieren la colocación de amalgamas o materiales compuestos.



Categoría	Matrices y aislamiento
Presentación	unidad
Marca	Genérico
Uso	Profesional odontológico

CARACTERÍSTICAS

- Este instrumento facilita el proceso de adaptación y contorneado de las matrices, garantizando resultados de alta calidad y mayor precisión en las restauraciones dentales.
- Características del Porta Matriz Tofflemire: Fácil colocación de matrices: El Porta Matriz Tofflemire está diseñado para facilitar la inserción de matrices en el diente, asegurando un ajuste perfecto y evitando cualquier deslizamiento durante el procedimiento.
- Sujeción segura y firme: Su mecanismo de ajuste permite una sujeción segura de las matrices, lo que contribuye a evitar cualquier desplazamiento, incluso en los procedimientos más delicados.
- Versatilidad en los procedimientos: Esta herramienta es ideal tanto para odontología conservadora como para procedimientos más complejos, ofreciendo versatilidad en su uso para diferentes tipos de restauraciones.
- Material duradero: Fabricado en acero inoxidable, el Porta Matriz Tofflemire es resistente y fácil de limpiar, lo que garantiza una larga vida útil, además de ser autoclavable para asegurar su esterilización y mantener estándares de higiene

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.