

COTISEN

Protector facial (face shield) antiempañante

Protector Facial Face Shield Anti-Fog con 1 Lámina Cotisen El Protector Facial Face Shield Anti-Fog con 1 lámina Cotisen es un equipo de protección personal (EPI) diseñado para ofrecer una cobertura completa y máxima protección contra salpicaduras, gotas, fluidos y aerosoles durante procedimientos médicos o de atención odontológica.



Categoría	Bioseguridad y esterilización
Presentación	unidad
Marca	Cotisen
Uso	Profesional odontológico

CARACTERÍSTICAS

- Este protector facial es ideal para entornos donde es necesario un alto nivel de higiene y seguridad.
- Gracias a su diseño innovador y a los materiales de alta calidad, garantiza una protección segura y cómoda para el usuario.
- Su lámina transparente, fabricada con tecnología antiempañado, asegura que la visión no se vea afectada, incluso en entornos húmedos.
- Además, este protector es completamente reutilizable y fácil de limpiar, lo que lo convierte en una opción ecológica y económica.
- Características: Alta Protección: Cubre el 100% de la cara, ofreciendo barrera contra agentes externos como salpicaduras, gotas y fluidos.
- Tecnología Anti-Fog: Lámina especial con tecnología que previene el empañado por ambos lados, garantizando visión clara y nítida.
- Material de Alta Calidad: Fabricado con lámina de PET virgen resistente (0,18 mm), lo que asegura durabilidad y resistencia.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.