

ULTRADENT

Puntas de irrigación NaviTip Ultradent, 20 unidades

Puntas Navitip 20 Unidades.

Categoría	Endodoncia
Presentación	20 unidades
Marca	Ultradent
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · CALIBRE

17mm 21mm 25mm 27mm Surtidas

CARACTERÍSTICAS

- A elección, Ultradent Puntas Navitip 20 Unidades son herramientas de precisión diseñadas específicamente para mejorar los tratamientos de endodoncia.
- Gracias a su diseño innovador y funcional, facilitan una inserción precisa en el conducto radicular, sin riesgo de doblarse.
- Características Puntas Navitip 20 Unidades.
- Cuerpo de Plástico Flexible: Estas puntas cuentan con un cuerpo de plástico que ofrece mayor flexibilidad durante el tratamiento, lo que mejora el control.
- Cuello Angulado: El cuello angulado permite una mejor maniobrabilidad y acceso a zonas difíciles.
- Cánula Metálica Fina: Su cánula metálica fina garantiza que la punta llegue a las áreas más profundas y estrechas, sin esfuerzo.
- Extremo Apical Suave y Flexible: El extremo apical está diseñado para ser flexible y suave, reduciendo el riesgo de daños durante la inserción.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.