

FGM

Resina fluida Opallis Flow FGM

Composite Fluido Opallis Flow Jeringa 2grs FGM El composite Opallis Flow de FGM es una resina fluida fotocurable diseñada para restauraciones dentales con alta precisión y estética.

Categoría	Resinas, adhesivos y cementos
Presentación	jeringa 2 g
Marca	FGM
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · TONO

A1 A2 A3 OA3.5 TRANSLUCIDO

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para diversas aplicaciones, ofrece una solución versátil y eficiente en tratamientos restauradores.
- Indicaciones: Restauraciones mínimamente invasivas.
- Preparaciones túnel.
- Base para todo tipo de restauraciones.
- Nivelado de paredes.
- Reparación de defectos del esmalte y resinas compuestas.
- Restauraciones de dientes temporales.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.