

FGM

Resina fluida Vittra APS Flow FGM

La resina fluida Vittra APS Flow de FGM es un composite fluido fotopolimerizable con tecnología APS (Advanced Polymerization System), un sistema de fotoiniciadores que ofrece mayor estabilidad cromática a largo plazo en comparación con los iniciadores convencionales como la canforoquinona.

Categoría	Resinas, adhesivos y cementos
Presentación	jeringa 2 g
Marca	FGM
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · TONO

A1 A2 A3 B1 BL OA2 TRANS

CARACTERÍSTICAS

- Esta característica es especialmente relevante en restauraciones estéticas anteriores y en pacientes en los que se busca evitar el amarilleamiento progresivo de la restauración.
- Su consistencia fluida permite una excelente humectabilidad y adaptación a las paredes cavitarias, lo que la hace ideal para sellado de fisuras, restauración de cavidades pequeñas, lining bajo composites de mayor viscosidad, reparación de restauraciones existentes y como capa inicial en restauraciones de clase II.
- Su baja contracción de polimerización reduce el estrés en la interfaz adhesiva, mejorando el sellado marginal y disminuyendo el riesgo de sensibilidad postoperatoria.
- Está disponible en una amplia gama de tonos compatibles con la escala VITA.
- Ventajas técnicas Atributo Detalle Marca FGM Tipo Resina fluida fotopolimerizable Sistema fotoiniciador APS (estabilidad cromática) Indicaciones Sellantes, lining, cavidades clase V y reparaciones Presentación Jeringa 2g con punta aplicadora incluida Marca: FGM.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.