

REFINE (GRUPO NSK)

Sensor radiográfico intraoral digital Refine

El Sensor Digital Intraoral Refine del grupo NSK es un receptor de radiografías dentales digitales que reemplaza el uso de películas radiográficas convencionales.

Categoría	Equipamiento y radiología
Presentación	equipo
Marca	Refine (Grupo NSK)
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · TAMAÑO

R1 (1.3) R2 (2)

CARACTERÍSTICAS

- Capta la imagen intraoral y la transfiere de forma instantánea al computador mediante conexión USB 2.0, permitiendo la evaluación inmediata sin proceso de revelado.
- Disponible en dos tamaños (R1 tamaño 1.3 y R2 tamaño 2) para adaptarse a distintas aperturas bucales y requerimientos clínicos.
- Herramienta esencial para la digitalización de flujos radiológicos en operatoria, endodoncia, implantología y periodoncia.
- Selecciona la variante R1 (tamaño 1.3): área activa 20 × 30 mm, dimensiones externas 25,4 × 36,8 × 4,4 mm.
- Formato compacto ideal para pacientes con menor apertura bucal, sector anterior o pediatría.
- R2 (tamaño 2): área activa 26 × 36 mm, dimensiones externas 30,4 × 41,9 × 4,4 mm.
- Mayor superficie de captura para adultos y sector posterior.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.