

GENÉRICO

Separador de Cirugía Farabeuf

El separador Farabeuf es un retractor manual clásico de uso profesional, diseñado para asistir en la exposición del área quirúrgica y facilitar la visibilidad durante maniobras de incisión, despegamiento o sutura. Su diseño está pensado para el control del campo en cirugía oral, especialmente en tejidos blandos y accesos limitados. Su formato permite alternar la retracción con otros instrumentos, contribuyendo a un flujo clínico más ordenado. El operador puede ajustar la tensión según la zona, sin perder referencia visual durante el procedimiento.



Categoría	Cirugía y suturas
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)

GENERALES

- Tipo de Instrumento Separador / Retractor manual
- Modelo Farabeuf
- Origen Pakistán
- Contenido del empaque 2 unidades

APLICACIONES CLÍNICAS

- Uso Principal Retracción de tejidos y exposición del campo quirúrgico.
- Indicaciones Asistencia en procedimientos de cirugía oral, tales como incisión, despegamiento y sutura.
- Beneficios Permite retracción manual controlada, mejora la visibilidad en espacios reducidos y apoya el trabajo a cuatro manos.

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones 15 × 3 × 2 cm
- Peso 0,095 kg
- Pakistání SEPARADOR DE CIRUGÍA FARABEUFGALERÍA