

GENÉRICO

Separador Minnesota

El separador Minnesota es un instrumento para uso profesional en cirugía oral, diseñado como retractor manual de mejilla y tejidos blandos. Su función principal es mejorar la visibilidad y facilitar el acceso durante procedimientos como incisiones, despegamientos y suturas. Su forma anatómica permite sostener el campo operatorio con movimientos cortos y controlados, lo que contribuye a una secuencia de trabajo más ordenada y a reducir interrupciones, especialmente en zonas posteriores de difícil acceso. Estandariza la bandeja quirúrgica y optimiza el trabajo a cuatro manos.



Categoría	Cirugía y suturas
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)

FÍSICAS

- Peso 0,025 kg
- Dimensiones 1 × 2 × 15 cm
- Pakistani SEPARADOR MINNESOTA · GALERÍA