

ZHERMACK

Silicona por adición Elite HD+ Putty Soft (masilla) Zhermack

Descripción: Silicona por Adición Elite HD+ Putty Soft – Fraguado Normal – 500 ml- Zhermack – Dentsply Sirona Hidrocompatibilidad de los fluidos Tixotropía Resistencia al desgarró Recuperación elástica de al menos el 99% Estabilidad dimensional hasta 15 días Biocompatibilidad también en mucosa lesionada Contraste cromático.



Categoría	Impresión, prótesis y laboratorio
Presentación	2 x 250 ml
Marca	Zhermack
Uso	Profesional odontológico

CARACTERÍSTICAS

- Versatilidad de uso: disponible en 6 texturas distintas y 4 tipos de envase (botes, tubos, cartuchos 1:1 y 5:1).
- Exactitud y precisión de la impresión: la hidrocompatibilidad de los fluidos ayuda a lograr una impresión de calidad.
- Precisión y fiabilidad de la impresión gracias a la resistencia al desgarró y la recuperación elástica.
- Estabilidad dimensional también después de la desinfección.
- Óptima visión: el contraste cromático de los materiales con diferente viscosidad contribuye a captar perfectamente los detalles de la impresión.
- Seguridad para el paciente y el profesional: se puede desinfectar con desinfectantes a base de sales de amonio cuaternario, mezclas de alcohol y tensioeductores, conservando las características de precisión y estabilidad dimensional también después de la desinfección.
- Marca: Zhermack.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.