

3M SOLVENTUM

Silicona por adición Express 3M

Silicona Pesada Express STD Adición Silicona Pesada Express STD Adición es un material de impresión dental de alta calidad, diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los profesionales de la odontología.

Categoría	Impresión, prótesis y laboratorio
Presentación	según presentación
Marca	3M Solventum
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · TIPO

Putty Soft

STD adición Pesada

CARACTERÍSTICAS

- Este producto, basado en vinil polisiloxano, se caracteriza por su excelente precisión y facilidad de uso, lo que lo convierte en la elección preferida para la obtención de impresiones dentales detalladas y confiables.
- Características Principales: Sistema de Mezcla Manual: Este sistema incluye dos consistencias: putty y un material liviano (wash).
- La combinación de ambos permite una adaptación perfecta a la anatomía dental, logrando impresiones precisas sin comprometer la calidad.
- Fácil Manipulación: El putty 3M Express es sencillo de mezclar y aplicar, lo que agiliza el proceso de impresión.
- Además, el material liviano es tixotrópico, lo que significa que se mantiene en su lugar sobre la preparación sin escurrirse, garantizando una cobertura uniforme.
- Presentación: Cada unidad contiene dos tarros de silicona, con un total de 600 ml, proporcionando un rendimiento adecuado para múltiples aplicaciones en el consultorio dental.
- Beneficios: Precisión y Detalle: La formulación avanzada permite capturar incluso los detalles más finos, lo que es crucial para restauraciones precisas y ajustes en prótesis dentales.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.