

DMP

Silicona por condensación Bonasil DMP

Bonasil Light es una silicona por condensación liviana DMP Dental para impresiones de corrección de alta precisión en clínica.

Categoría	Impresión, prótesis y laboratorio
Presentación	según presentación
Marca	DMP
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · TIPO

Activador 60 ml

Kit Intro

Kit Pesada Liviana Activador

Liviana 140 ml

Pesada 900 ml

CARACTERÍSTICAS

- Su baja viscosidad permite que el material fluya hacia zonas marginales con buen control, lo que facilita la reproducción de detalles en técnicas de impresión en uno o dos pasos.
- Además, su consistencia está pensada para trabajar junto a una silicona pesada, ayudando a obtener registros más definidos en procedimientos restauradores y protésicos.
- Marca: DMP Dental Origen: Grecia Contenido: tubo de 140 ml Uso / Compatibilidad: Técnica putty/wash en uno o dos pasos y rebases Composición: C-Silicona por condensación, baja viscosidad Norma / Tipo: ISO 4823, ANSI/ADA N.º 19, Tipo 3, consistencia liviana Tiempo de trabajo total: 1:30 min Tiempo en boca: 4:00 min Tiempo de fraguado total: 5:30 min Dureza Shore A : 45 ± 2 Recuperación elástica: >99,0% Cambio dimensional lineal: <0,6% Resistencia al desgarro: >4,0 N/mm Color: Azul.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.