

GENÉRICO

Sobres autosellantes para esterilizar, 200 unidades

Bolsas para Esterilización Autosellantes Machtig Las Bolsas para Esterilización Autosellantes Machtig son una solución ideal para garantizar la seguridad y efectividad en el proceso de esterilización de instrumentos odontológicos y quirúrgicos mediante autoclaves.



Categoría	Bioseguridad y esterilización
Presentación	caja 200 unidades
Marca	Genérico
Uso	Profesional odontológico

OPCIONES DISPONIBLES · MEDIDA

135 x 285 mm	135x280mm	170x300mm	190 x 360 mm	200x320mm	57x130mm	70X260mm
90x165mm	90x260mm					

CARACTERÍSTICAS

- Características principales: Diseño autosellante: Cierre adhesivo para un sellado fácil y rápido, sin necesidad de ajustes adicionales, asegurando la mejor protección durante la esterilización.
- Material de alta resistencia: Combinación de papel grado médico de 70 g y film laminado RCP/PET, que ofrece una barrera efectiva contra rasgaduras y perforaciones, garantizando la integridad del contenido.
- Indicadores químicos: Doble indicador químico sin plomo que facilita la visualización del proceso de esterilización, asegurando que el proceso se haya realizado correctamente.
- Resistencia térmica: Aptas para esterilización a temperaturas de hasta 121° o 134°C, adecuadas para el uso en autoclaves.
- Tamaños disponibles: Vienen en diversas medidas, adaptándose a diferentes necesidades de esterilización de instrumentos.
- Ventajas: Sellado confiable: El cierre adhesivo garantiza un sellado seguro, evitando la exposición de los instrumentos a contaminantes.
- Fácil de usar: El diseño autosellante permite una rápida preparación para la esterilización, ahorrando tiempo en procedimientos de limpieza y almacenamiento.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- **Uso exclusivo por profesionales de la salud.**