

GENÉRICO

Sonda de caries curva acero inoxidable

Instrumento de diagnóstico para explorar surcos, fosas y detectar lesiones cariosas y cálculo. Punta curva fina; esterilizable en autoclave y reutilizable. Sonda / explorador de caries de punta curva, acero inoxidable.

Categoría	Instrumental
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- Sonda / explorador de caries de punta curva, acero inoxidable.

DESCRIPCIÓN Y USO

- Instrumento de diagnóstico para explorar surcos, fosas y detectar lesiones cariosas y cálculo. Punta curva fina; esterilizable en autoclave y reutilizable.