


SKYDENT

Sonda Periodontal Carolina del Norte

La sonda Carolina del Norte es un instrumento periodontal de alta precisión, diseñado para la medición de la profundidad del surco gingival y la detección de bolsas periodontales. Su calibración clara y diseño lineal permiten obtener mediciones consistentes durante evaluaciones clínicas rutinarias, mientras que su estructura fina facilita el acceso a diversas zonas de la cavidad oral. Se utiliza para evaluar la salud periodontal en procedimientos diagnósticos y controles posteriores. Sus marcas milimétricas permiten registrar con rapidez la profundidad del surco, el sangrado al sondaje y posibles irregularidades en la estructura gingival, constituyendo una herramienta indispensable para exploraciones subgingivales y el monitoreo de enfermedades periodontales.



Categoría	Instrumental
Formato	unidad
Marca	Skydent
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)